



## **Ambu® LifeKey®**

LifeKey®  
Mund zu Nase  
Mund zu Mund



### **Deutsch:**

1. Maske entfalten.
2. "PATIENT" Patientenseite.  
"HILF" Helferseite.  
Am Gesicht des Patienten plazieren.
3. Schlaufe hinter den Ohren des Patienten befestigen.



### **Der Vorteil ist hier bei diesem Modell:**

- kein direkter Kontakt Mund-zu-Mund – Mund-zu-Nase!
- Ein Ventil verhindert, dass die vom Mund oder Nase des Patienten Atem o.ä. in den Mund des Helfers gelangt!